

# UROMED DAUERSPÜL- BALLON-KATHETER (DBK)

## REF 2080 / 2085

**Zylindrische Spitze**  
**Dreilumig, 2 Augen, Länge 43 cm**

Sicherheit durch Applikation in Seldinger-Technik steht bei dem Katheter mit zentraler Bohrung an erster Stelle. Eine optimale Zirkulation wird durch den axialen Austritt der Spülflüssigkeit erreicht.

*Safety by application in Seldinger-technique is the first priority of the catheter with central hole. An optimum circulation will be achieved by the axial escape of the irrigation fluid.*

### Dauerspül-Ballon-Katheter zur postoperativen Blasendrainage

- kurze, knickstabile Spitze
- hohe Spül- und Drainageleistung
- röntgenologische Darstellbarkeit der Spitze
- große, versetzte Augen
- reines Silikon
- fest

### Continuous Irrigation Balloon Catheter for postoperative bladder drainage

- 3-way, 2 eyes, length 43 cm
- short, nonkinking tip
- high irrigation and drainage results
- radiopaque tip
- large, staggered eyes
- pure Silicone
- solid



REF 2080

REF 2085

zentrale Bohrung für Spiralmandrin  
bis max. 0,035"/0,89 mm

*central hole for guidewire  
until max. 0,035"/0,89 mm*

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2080 - 16	Ch. 16	30 ml	03280945
2080 - 18	Ch. 18	40 ml	03280951
2080 - 20	Ch. 20	50 ml	03280968
2080 - 22	Ch. 22	50 ml	03280974
2080 - 24	Ch. 24	50 ml	03280980

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3010

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2085 - 18	Ch. 18	40 ml	04672860
2085 - 20	Ch. 20	50 ml	04672883
2085 - 22	Ch. 22	50 ml	04672908
2085 - 24	Ch. 24	50 ml	04672914

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3031

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces