

UROMED DBK-COUVELAIRE

REF 2130 / 2132

Couvelairespitze

Dreilumig, 2 Augen, Länge 43 cm

Der weiche Spülkatheter ist für eine schonende Langzeitspülung ausgelegt.

The soft version of the irrigation catheter is designed for a gentle long-term irrigation.

Dauerspül-Ballon-Katheter zur postoperativen Blasendrainage

- kurze, knickstabile Spitze
- hohe Spül- und Drainageleistung
- röntgenologische Darstellbarkeit der Spitze
- große, versetzte Augen
- reines Silikon
- unterschiedliche Konsistenzen

Continuous Irrigation Balloon Catheter for postoperative bladder drainage

- 3-way, 2 eyes, length 43 cm
- short, nonkinking tip
- high irrigation and drainage results
- radiopaque tip
- large, staggered eyes
- pure Silicone
- different consistencies

REF 2130

fest
solid

REF 2132

weich
soft

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2130 - 18	Ch. 18	40 ml	04741609
2130 - 20	Ch. 20	50 ml	03280997
2130 - 22	Ch. 22	50 ml	03281005
2130 - 24	Ch. 24	50 ml	03281011

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3032

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2132 - 20	Ch. 20	50 ml	07654383

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3032

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE