

# UROMED DBK-DELINOTTE

## REF 2240 / 2241

### Delinottespitze

Dreilumig, 2 Augen, Länge 43 cm

Tamponaden entstehen auch bei unzureichender Zirkulation der Spülflüssigkeit in der Blase oder deren sofortigem Abfluss durch die Drainageaugen (Spül-Kurzschluss). Daher ist bei diesem Modell der Zulauf im Innenbogen der Spitze positioniert.


*Tamponades are also the result of insufficient circulation of irrigation fluids in the urinary bladder or the immediate flowing off through the drainage eyes. For this reason the irrigation hole is positioned in the inner circle of the tip.*

### Dauerspül-Ballon-Katheter zur postoperativen Blasendrainage

- lange, knickstabile Spitze
- hohe Spül- und Drainageleistung
- röntgenologische Darstellbarkeit der Spitze
- große, versetzte Augen
- reines Silikon
- fest

### Continuous Irrigation Balloon Catheter for postoperative bladder drainage

- 3-way, 2 eyes, length 43 cm
- long, nonkinking tip
- high irrigation and drainage results
- radiopaque tip
- large, staggered eyes
- pure Silicone
- solid



REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2240-16	Ch. 16	30 ml	02731713
2240-18	Ch. 18	40 ml	04741615
2240-20	Ch. 20	50 ml	03281028
2240-22	Ch. 22	50 ml	03281034
2240-24	Ch. 24	50 ml	03281040
2240-26	Ch. 26	50 ml	00962839

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3033

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2241-20	Ch. 20	60 ml	04673233
2241-22	Ch. 22	60 ml	04673227
2241-24	Ch. 24	70 ml	04673173

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3033

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile  
Original carton: 10 pieces