

UROMED DBK-DUFOUR

REF 2340/2341

Dufourspitze
Dreilumig, 2 Augen, Länge 43 cm

Ein ausgereifter OP-Katheter mit hohem Leistungsspektrum.

A fully developed OP-catheter with high performance spectrum.

Dauerspül-Ballon-Katheter zur postoperativen Blasendrainage

- lange, knickstabile Spitze
- hohe Spül- und Drainageleistung
- röntgenologische Darstellbarkeit der Spitze
- große, versetzte Augen
- reines Silikon
- fest

Continuous Irrigation Balloon Catheter for postoperative bladder drainage

- 3-way, 2 eyes, length 43 cm
- long, nonkinking tip
- high irrigation and drainage results
- radiopaque tip
- large, staggered eyes
- pure Silicone
- solid



REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2340 - 18	Ch. 18	40 ml	07198608
2340 - 20	Ch. 20	50 ml	04741621
2340 - 22	Ch. 22	50 ml	04741638
2340 - 24	Ch. 24	50 ml	04741644

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3034

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2341 - 20	Ch. 20	60 ml	04673517
2341 - 22	Ch. 22	60 ml	04673492
2341 - 24	Ch. 24	70 ml	04673256

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3034

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE