

UROMED TBK-DELINOTTE

REF 1770 / 1771

Delinottespitze

Zweilumig, 2 Augen, Länge 43 cm

Großlumige Katheter für die intermittierende Spülung.

Wide lumen catheters for the intermittent irrigation.

Tamponade-Ballon-Katheter zur postoperativen Blasendrainage

- lange, knickstabile Spitze
- hohe Drainageleistung
- röntgenologische Darstellbarkeit der Spitze
- große Augen
- reines Silikon
- fest

Tamponade Balloon Catheter for postoperative bladder drainage

- 2-way, 2 eyes, length 43 cm
- long, nonkinking tip
- high drainage results
- radiopaque tip
- large eyes
- pure Silicone
- solid



REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
1770-18	Ch. 18	40 ml	04672446
1770-20	Ch. 20	50 ml	04672469
1770-22	Ch. 22	50 ml	04672653
1770-24	Ch. 24	50 ml	04672676

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6032

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
1771-20	Ch. 20	60 ml	04672682
1771-22	Ch. 22	60 ml	04672699

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6032

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces