

# UROMED **PURgreen**<sup>®</sup> URETER-KATHETER

## REF 4070 / 4080

Länge 70 cm

Die neuen UROMED Ureter-Katheter PURgreen<sup>®</sup> verbinden ihre hohe Gleitfähigkeit und optimale Lumennutzung mit den Vorteilen eines reinen hochwertigen Polyurethans. Ergänzend haben wir besonderen Wert auf die atraumatischen, geschliffenen Augen gelegt. Produkt und Verpackung sind PVC-frei und ermöglichen damit eine umweltfreundliche Entsorgung.

*The new UROMED ureteral catheters PURgreen<sup>®</sup> combine their high gliding ability and optimal use of the lumen with the advantages of a pure and high-grade polyurethane. Additionally we have attached great importance to the atraumatic and polished eyes. Product and packing are PVC-free and allow environment-friendly disposal.*

### Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters

- atraumatisches Auge
- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- Polyurethan
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit

### Catheter for retrograde probing of the ureter

- atraumatic eye
- overall radiopaque
- graduated
- polyurethane
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability

# UROMED **PURgreen**<sup>®</sup> URETER-KATHETER nach CHEVASSU

## REF 4090

Knopf-Flötenspitze, Länge 70 cm

### Katheter zur Kontrastmittelinstitution in den Harnleiter

- atraumatisches Auge
- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- Polyurethan
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit

### Catheter for the instillation of a contrast medium into the ureter

- button-whistle-tip
- atraumatic eye
- overall radiopaque
- graduated
- polyurethane
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability

REF REF	Schaft/Spitze Shaft/Tip
4090-05	Ch. 3/Ch. 5
4090-06	Ch. 4/Ch. 6
4090-07	Ch. 4/Ch. 7
4090-08	Ch. 5/Ch. 8

Charrière	Millimeter
3	1,0
4	1,3
5	1,7
6	2,0
7	2,3
8	2,7

# UROMED **PURgreen**<sup>®</sup> URETER-STEINSCHLINGE

## REF 4700

Länge 75 cm

### Schlingenkatheter zur Extraktion von Uretersteinen

- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- Polyurethan
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- hohe Gleitfähigkeit

### Loop Catheter for the extraction of ureter stones

- overall radiopaque
- graduated
- polyurethane
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- high gliding ability

REF REF	Umfang Fußpunkt Loop Circumference	Größen Sizes
4700-03	3 cm	Ch. 5
4700-04	4 cm	Ch. 5
4700-05	5 cm	Ch. 5
4700-06	6 cm	Ch. 5

### REF 4070

zylindrische Spitze, 1 Auge  
cylindrical tip, 1 eye

### REF 4080

Tiemannspitze, 1 Auge  
Tiemann tip, 1 eye

Allen UROMED Ureter-Kathetern liegt ein Kontrastmitteladapter bei.  
A contrast medium adapter is attached to all UROMED ureteral catheters.

REF REF	Größen Sizes
4070-03	Ch. 3
4070-04	Ch. 4
4070-05	Ch. 5
4070-06	Ch. 6
4070-07	Ch. 7
4070-08	Ch. 8

REF REF	Größen Sizes
4080-03	Ch. 3
4080-04	Ch. 4
4080-05	Ch. 5
4080-06	Ch. 6
4080-07	Ch. 7
4080-08	Ch. 8

Kontrastmitteladapter Contrast Medium Adapter	
REF REF	Größen Sizes
4099-06	Ch. 3-6
4099-09	Ch. 5-9

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile  
Original carton: 10 pieces

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile  
Original carton: 10 pieces