

UROMED URETER-KATHETER

REF 4081

Tiemannspitze
zentral offen, Länge 70 cm

Für das Arbeiten in Seldinger Technik stehen Ihnen mit unseren zentral offenen Ureter-Kathetern extrem gleitfähige und großlumige Instrumente zur Verfügung, die den Einsatz starker Führungsdrähte ermöglichen. Auf eine konische Spitze muss dabei nicht verzichtet werden. Produkt und Verpackung sind PVC-frei und können somit umweltfreundlich entsorgt werden.

With our central open ureteral catheters we offer instruments with an extremely high gliding ability and wide lumen for application in Seldinger-technique. Additionally they also permit the use of thicker guidewires. At the same time you do not have to refrain from a conical tip. Product and packing are PVC-free and allow environment-friendly disposal.

Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters

- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- Polyamid
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit
- großlumig
- Durchgang für Spiralmandrins bis 0,038"/0,97 mm bzw. Titan-Führungsdrähte bis 0,035"/0,89 mm

Catheter for retrograde probing of the ureter

- overall radiopaque
- graduated
- polyamide
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability
- wide lumen
- patent for guidewires of maximum 0,038"/0,97 mm and Titan guidewires of maximum 0,035"/0,89 mm

UROMED URETER-KATHETER »DUOKATH«

REF 4082

Tiemannspitze und konische Spitze,
zentral offen, Länge 70 cm

2 in 1! Der beidseitig einsetzbare Ureter-Katheter mit unterschiedlichen Spitzen und vielen Vorteilen.


2 in 1! The ureteral catheter with different tips for application on both sides and many advantages.

Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters

- vereinfacht die Lagerhaltung und reduziert Kosten
- röntgenologisch darstellbar
- beidseitig graduert
- Polyamid
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit
- großlumig

Catheter for retrograde probing of the ureter

- Tiemann tip and conical tip, central open
- makes stockkeeping easier and reduces costs
- overall radiopaque
- graduated on both sides
- polyamide
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability
- wide lumen



Kontrastmitteladapter für Ureter-Katheter
contrast medium adapter for ureteral catheter



Tiemannspitze zentral offen
Tiemann tip central open



konische Spitze zentral offen
conical tip central open

REF REF	Größen Sizes
4081-05	Ch. 5

REF REF	Größen Sizes	Empfohlener Führungsdraht Teflon/Titan Recommended Guidewire Teflon/Titan
4082-03	Ch. 3	0,021"/0,53 mm
4082-04	Ch. 4	0,035"/0,89 mm / 0,032"/0,81 mm
4082-05	Ch. 5	0,038"/0,97 mm / 0,035"/0,89 mm
4082-06	Ch. 6	0,038"/0,97 mm / 0,035"/0,89 mm

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE