

URO^{MED} CYST[®] »INTEGRAL«

REF 3021/3026/3027

**Ballon-Katheter
Wechsel-Set (WS-BK)**

**Wechsel-Set zur suprapubischen
Blasendrainage**

»INTEGRAL« Ballon-Katheter mit überganglos eingearbeitetem Ballon gewähren weitgehend einen schmerzfreien Katheterwechsel und erleichtern die Überwindung der Fascie.

- kurze, atraumatische Spitze mit abgerundeter Kante
- Röntgenkontraststreifen
- Soft-Ballon
- reines Silikon
- Wechseldraht mit flexibler Spitze
- führungstabil durch extrafeste Wicklung

**Exchange Set for suprapubic drainage
of the urinary bladder**

»INTEGRAL« balloon catheters with integrated flat balloon allow to a great extent a painless change of the catheter and make it easier to pass the fascie.

- short, atraumatic tip with rounded edge
- x-ray contrast line
- soft balloon
- pure silicone
- guidewire with flexible tip
- stable guidance by extra strong winding



REF 2955

SUPRA-KATH »INTEGRAL«
Länge 43 cm

SUPRA-KATH »INTEGRAL«
length 43 cm

REF 2967

Suprapubischer Wechseldraht
suprapubic guidewire

REF 1510

Katheterstopfen
catheter plug

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	Wechseldraht Guidewire	PZN PZN
3021-12	Ch. 12	5 ml	0,038" / 80 cm	07198519
3026-14	Ch. 14	5 ml	0,038" / 80 cm	07198525
3027-16	Ch. 16	5 ml	0,038" / 80 cm	02557936
3027-18	Ch. 18	5 ml	0,038" / 80 cm	02927310
3027-20	Ch. 20	5 ml	0,038" / 80 cm	02927327

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

URO MED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE