

# URO<sup>MED</sup> CYST<sup>®</sup> »INTEGRAL«

## REF 3046

### Dilatations-Ballon-Katheter Wechsel-Set (SDBK)

Dilatator und Ballon-Katheter in einem – Probleme bei der Überwindung enger Passagen und der Umstellung auf großlumige Ballon-Katheter werden mit diesem System gelöst.

*Dilator and balloon catheter in one – the system solves problems while passing tight areas or changing over to wide lumen balloon catheter.*

### Wechsel-Set zur suprapubischen Blasendrainage

- Ballon-Katheter mit dilatierender Spitze
- »INTEGRAL« Ausführung
- zentrale Bohrung für Führungsdraht
- Röntgenkontraststreifen
- Soft-Ballon
- reines Silikon
- Lunderquist Führungsdraht mit flexibler, gerader Spitze
- führungsstabil

### Exchange Set for suprapubic drainage of the urinary bladder

- balloon catheter with dilating tip
- »INTEGRAL« version
- central open for guidewire
- x-ray contrast line
- soft balloon
- pure silicone
- Lunderquist guidewire with flexible, straight tip
- stable guidance



## REF 3045

Dilatations-Ballon-Katheter  
»INTEGRAL« zylindrische Spitze mit  
zentraler Bohrung, Länge 43 cm

*dilation balloon catheter  
»INTEGRAL« cylindrical tip,  
central open, length 43 cm*

Lunderquist Führungsdraht  
mit Einführhilfe

*Lunderquist guidewire  
with insertion guide*

## REF 1510

Katheterstopfen  
*catheter plug*

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	Wecheldraht Guidewire	PZN PZN
3046-12	Ch. 12	5 ml	0,035" / 70 cm	04742069
3046-14	Ch. 14	8 ml	0,035" / 70 cm	04742075
3046-16	Ch. 16	8 ml	0,035" / 70 cm	04742081

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 5 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 5 pieces