

UROMED LUNDERQUIST/PTFE – FÜHRUNGSDRAHT

REF 2703 / 2713

Zwei Vorteile – ein Produkt.

Der neue UROMED
Lunderquist/PTFE-Führungsdraht

Two benefits – one product.

*The new UROMED Lunderquist/PTFE
guidewire*

Flexibles Führungsinstrument für urologische Katheter

- gute Gleiteigenschaften durch PTFE-Beschichtung
- hohe Knickstabilität durch festen Schaft
- flexible Spitze minimiert Perforationsrisiko
- hohe Sicherheit durch laser-geschweißte Spitze
- Einführhilfe für sichere, auch einhändige Bedienbarkeit
- rundverpackt

Flexible Guidance Instrument for urological catheters

- *good gliding ability due to PTFE coating*
- *strong shaft guarantees high kinking stability*
- *flexible tip minimizes risk of perforation*
- *high safety due to laser welded tip*
- *insertion guide for safe and one-handed use*
- *round packaging*

REF 2703

gebogene Spitze,
5 cm flexibel,
3 cm semi-flexibel

J-tip,

*5 cm flexible,
3 cm semi-flexible*



REF 2713

gerade Spitze,
5 cm flexibel,
3 cm semi-flexibel

straight tip,

*5 cm flexible,
3 cm semi-flexible*



REF REF	Länge Length	Spitze Tip	Durchmesser Diameter
2703	90 cm	gebogen/ <i>J-tip</i>	0,035"/0,89 mm
2713	90 cm	gerade/ <i>straight</i>	0,035"/0,89 mm

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE