

UROMED »SOFT« SILIKON BALLON-KATHETER

REF 1095


Netatonspitze
2 Augen, Länge 43 cm

**Ballon-Katheter zur transurethralen
Blasendrainage**

- kurze, konische Spitze
- großlumig
- röntgenologische Darstellbarkeit der Spitze
- Soft-Ballon
- reines Silikon
- sehr weich
- mit Katheterstopfen

***Balloon Catheter for transurethral
bladder drainage***

- *short, conical tip, 2 eyes,
length 43 cm*
- *wide lumen*
- *radiopaque tip*
- *soft balloon*
- *pure silicone*
- *very soft*
- *with catheter plug*



REF <i>REF</i>	Größen <i>Sizes</i>	Ballon <i>Balloon</i>	PZN <i>PZN</i>
1095 - 12	Ch. 12	3 – 6 ml	04741526
1095 - 14	Ch. 14	3 – 8 ml	04741532
1095 - 16	Ch. 16	5 – 10 ml	04741549
1095 - 18	Ch. 18	5 – 10 ml	04741555
1095 - 20	Ch. 20	5 – 10 ml	04741561
1095 - 22	Ch. 22	5 – 10 ml	04741578

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6030

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces