

# UROMED FRAUEN BALLON-KATHETER

**REF 1370**

Nelatonspitze  
2 Augen, Länge 22 cm

**Ballon-Katheter zur transurethralen  
Blasendrainage bei Frauen**

- kurze, konische Spitze
- großlumig
- röntgenologische Darstellbarkeit der Spitze
- Soft-Ballon
- reines Silikon
- weich

**Balloon Catheter for transurethral  
bladder drainage for women**

- short, conical tip, 2 eyes, length 22 cm
- wide lumen
- radiopaque tip
- soft balloon
- pure silicone
- soft



REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
1370-12	Ch. 12	3- 8 ml	03280862
1370-14	Ch. 14	3- 8 ml	03280879
1370-16	Ch. 16	5- 10 ml	03280885
1370-18	Ch. 18	5- 10 ml	03280891
1370-20	Ch. 20	5- 10 ml	03280916
1370-22	Ch. 22	5- 10 ml	03280922
1370-24	Ch. 24	5- 10 ml	03280939

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6026

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces