

UROMED SILIKON BALLON-KATHETER »INTEGRAL«

REF 1110 / 1111

Nelatonspitze

2 Augen, Länge 43 cm

Ballon-Katheter zur transurethralen Blasendrainage

»INTEGRAL« Ballon-Katheter mit überganglos eingearbeitetem Ballon gewährleisten weitgehend einen schmerzfreien Katheterwechsel.

- kurze, konische Spitze
- großlumig
- röntgenologische Darstellbarkeit der Spitze
- Soft-Ballon
- reines Silikon
- halbfest

Ballon Catheter for transurethral bladder drainage

»INTEGRAL« balloon catheters with integrated flat balloon allow to a great extent a painless change of the catheter.

- short, conical tip, 2 eyes, length 43 cm
- wide lumen
- radiopaque tip
- soft balloon
- pure silicone
- semi-solid



REF 1110

REF 1111

mit zentraler Bohrung
über Wechseldraht
(0,035"/0,038") führbar.
Central open application
over guidewire
(0,035"/0,038") possible.

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
1110-12	Ch. 12	5 ml	03953410
1110-14	Ch. 14	8 ml	03953456
1110-16	Ch. 16	8 ml	03953628
1110-18	Ch. 18	10 ml	03953634
1110-20	Ch. 20	10 ml	03953640

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6091

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
1111-12	Ch. 12	5 ml	0585578
1111-14	Ch. 14	8 ml	0587063
1111-16	Ch. 16	8 ml	0593678
1111-18	Ch. 18	10 ml	0605016
1111-20	Ch. 20	10 ml	0616787

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6107

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE