

UROMED SILIKON BALLON-KATHETER

REF 1090 / 1091

Flötenspitze

1 Auge, Länge 43 cm

**Ballon-Katheter zur transurethralen
Blasendrainage**

Selbst bei problematischen Urinbefunden
gewährt dieser Katheter eine sichere
Drainage.

- offene Spitze
- großlumig
- Soft-Ballon
- reines Silikon
- weich

**Ballon Catheter for transurethral
bladder drainage**

*This catheter allows a safe drainage
even for problematic urinary findings.*

- open whistle tip, 1 eye,
length 43 cm
- wide lumen
- soft balloon
- pure silicone
- soft

REF 1090
Ballon 30 ml
balloon 30ml

REF 1091
kurze Spitze
Ballon 3 – 10 ml
short tip
balloon 3 – 10 ml

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
1090 - 16	Ch. 16	30 ml	04741495
1090 - 18	Ch. 18	30 ml	04741503
1090 - 20	Ch. 20	30 ml	03280649
1090 - 22	Ch. 22	30 ml	03280655

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6029

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
1091 - 12	Ch. 12	3 – 6 ml	03953657
1091 - 14	Ch. 14	3 – 8 ml	03953692
1091 - 16	Ch. 16	5 – 10 ml	03953700
1091 - 18	Ch. 18	5 – 10 ml	03953717
1091 - 20	Ch. 20	5 – 10 ml	03953723

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6092

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE