

**REF 4801 / 4860**

**Urin-Drainage-System 2000 ml**  
**Schlauchlänge 110 cm**

**Urinbeutel zum Auffangen von abgeleitetem Harn**

- flexibler Schlauch
- nadelfreie Urinprobenentnahmestelle
- Schlauchklemme
- Rücklaufventil
- T-Tap-Ablasshahn, einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- übersichtliche Graduierung
- Beschriftungsfeld für Patientendaten

**Urine Bag for collection of extracted urine**

- flexible tube, length 110 cm
- needleless puncture spot for urine specimen
- tube clamp
- non-return valve
- T-tap-outlet, one-handed use without contamination
- clearly graduated
- label for patient data



**REF 4860**

Urinbeutelhalter mit Knickschutz für CYSTOBAG® LS 2000

*urine bag holder with protection against kinking for CYSTOBAG® LS 2000*

**Je 5 Stück CYSTOBAG® LS 2000 wird ein Beutelhalter kostenlos beigelegt.**

***For every 5 pieces CYSTOBAG® LS 2000 an urine bag holder will be enclosed free of charge.***

**Verpackung:** steril (REF 4801)  
unsteril (REF 4860)

**Original-Karton:** 50 Stück (REF 4801)  
10 Stück (REF 4860)

REF	Volumen	PZN
REF	Volume	PZN

4801	2000 ml	09175764
------	---------	----------

Hilfsmittelkatalog: 15.25.06.3008

REF	PZN
REF	PZN

4860	07654549
------	----------

**Packing:** sterile (REF 4801)  
non sterile (REF 4860)

**Original carton:** 50 pieces (REF 4801)  
10 pieces (REF 4860)