

UROMED[®] CYSTOBAG[®] MINI 500 »SECRET«

REF 4887 / 4888

Urin-Mehrkammer-Beinbeutel Vliesbeschichtung, steril

Der CYSTOBAG[®]-MINI 500 »SECRET« ist speziell für mobile Patienten entwickelt worden. Durch ein innovatives 3-Kammer-System werden unerwünschte Fließgeräusche des Urins unterdrückt. Darüber hinaus wird ein diskretes Tragen des Systems am Unter- bzw. Oberschenkel gewährleistet.

Multi-chamber-urine leg bag fleece cover, sterile


CYSTOBAG[®]-MINI 500 »SECRET« has been designed especially for mobile patients. Due to an innovative three-chamber-system unwelcome noises of flowing urine are stifled. Beyond that a discrete wearing of the system at the lower leg or femur is ensured.

Urinbeutel zum Auffangen von abgeleitetem Harn

- kurze Beutellänge
- T-Tap-Ablasshahn, einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- Ansatzstück für Nachtbeutel
- Rücklaufventil
- Vliesbeschichtung auf der Beutelrückseite

Urine Bag for collection of extracted urine

- short bag length
- T-tap-outlet, one-handed use without contamination
- attachment for night bags
- non-return-valve
- fleece cover on the reverse side of the bag



REF 4888, Schlauchansatz 50 cm
tube length 50 cm

REF 4887, Schlauchansatz 12 cm
tube length 12 cm

REF REF	Schlauchlänge Tube Length	Volumen Volume	PZN PZN
4887	12 cm	500 ml	04791010
4888	50 cm	500 ml	04791027

Hilfsmittelkatalog: 15.25.05.3054

Verpackung: steril
Verpackungseinheit: 10 Stück
Original-Karton: 100 Stück
Packing: sterile
Packing unit: 10 pieces
Original carton: 100 pieces