

UROMED NEPHROSTOMIE BALLON-KATHETER

REF 2525 / 2526

**Zentral offene Spitze
2 Augen, Länge 43 cm**

**Ballon-Katheter zur perkutanen
Nierendrainage**


- kurze, atraumatische Spitze mit abgerundeter Kante
- flache Ballonform
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert
- Soft-Ballon
- reines Silikon
- halbfest

**Ballon Catheter for percutaneous
kidney drainage**

- short, atraumatic tip with rounded edge, central open, 2 eyes, length 43 cm
- flat shape of balloon
- overall radiopaque
- graduated
- soft balloon
- pure silicone
- semi-solid

Zur sicheren Blockung ohne Diffusion verwenden Sie bitte unser Füllmedium REF 1550.05.

For a safe inflation without diffusion please use our filling medium REF 1550.05.



REF 2525

REF 2526

2 zusätzliche Löcher zur Kelchdrainage
2 additional holes for calyceal drainage

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2525 - 10	Ch. 10	2 ml	03281057
2525 - 12	Ch. 12	5 ml	03281063
2525 - 14	Ch. 14	5 ml	03281086
2525 - 16	Ch. 16	5 ml	03281092
2525 - 18	Ch. 18	5 ml	03281100
2525 - 20	Ch. 20	5 ml	03281117
2525 - 22	Ch. 22	5 ml	03281123
2525 - 24	Ch. 24	5 ml	03281146

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
2526 - 10	Ch. 10	2 ml	04741868
2526 - 12	Ch. 12	5 ml	03281152
2526 - 14	Ch. 14	5 ml	03281169
2526 - 16	Ch. 16	5 ml	03281175
2526 - 18	Ch. 18	5 ml	03281181
2526 - 20	Ch. 20	5 ml	03281198
2526 - 22	Ch. 22	5 ml	03281206
2526 - 24	Ch. 24	5 ml	03281212

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces