

UROMED NEPHROSTOMIE BALLON-KATHETER-SET

REF 2603

Ballon-Katheter-Set zur perkutanen Nierendrainage

Dieses komfortable Nephrostomie-Set ermöglicht die Applikation eines »INTEGRAL« Ballon-Katheters in Ch. 12. Der übergangslos in den Schaft eingearbeitete Ballon lässt eine optimale Nutzung des Lumens der Spalthülse zu. Auch das Entfernen des Katheters wird erleichtert und ist weitgehend schmerzfrei.

■ Ballon-Katheter aus reinem Silikon

Ballon Catheter Set for percutaneous kidney drainage

This comfortable nephrostomy set enables the application of an »INTEGRAL« balloon catheter Ch. 12. The integrated flat balloon allows an optimal use of the lumen of the peel away sheath. The removal of the catheter will be easier and painless to a great extent.

balloon catheter made of pure silicone

REF 2700

Lunderquist
Führungsdraht
0,035"/0,89 mm
Länge 90 cm

*Lunderquist
guidewire
0,035"/0,89 mm
length 90 cm*

REF 2613

Punktionskanüle
17,5 GA / 1,3 mm
Stichlänge
18,5 cm

*puncture
cannula
17,5 GA / 1,3 mm
needle length
18,5 cm*

REF 2650

Fascial-Dilatator
Ch. 7 / 2,3 mm
*fascial dilator
Ch. 7 / 2,3 mm*

REF 2650

Fascial-Dilatator
Ch. 9 / 3 mm
*fascial dilator
Ch. 9 / 3 mm*

REF 2650

Fascial-Dilatator
Ch. 11 / 3,7 mm
*fascial dilator
Ch. 11 / 3,7 mm*

REF 2655

Fascial-Dilatator
Ch. 13 / 4,3 mm
mit Spalthülse
*fascial dilator
Ch. 13 / 4,3 mm
with peel away
sheath*

REF 2500

NEPHRO-KATH »INTEGRAL« Ch. 12
NEPHRO-KATH »INTEGRAL« Ch. 12

Alle Nephrostomie-Ballon-Katheter-Sets enthalten außerdem das UROMED-Füllmedium zum Blocken des Ballons.



In addition the UROMED Filling Medium for inflating the balloon is included in all nephrostomy balloon catheter sets.

REF	Größe
REF	Size
2603	Ch. 12

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 5 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 5 pieces