

UROMED »HYDROPUR®« EXTERNE ABLEITUNG

REF 4475 – 4479

Zentral offene Spitze

Länge 70 cm


ohne Perforation im Ureterteil

Katheter zur Ureter-Schienung und externen Ableitung

- Set zur Applikation in Seldinger Technik
- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- gutes Vorschiebehaviorhalten durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleiner, kreisrunder Pigtail
- atraumatische Augen
- röntgenologisch darstellbar
- graduert

Catheter for ureter splinting and external urinary diversion

- set for application in Seldinger technique
- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtail
- atraumatic eyes
- overall radiopaque
- graduated



Ureter-Dauerschienenkatheter
einseitiger Pigtail

*ureteral stent, single pigtail
central open tip, length 70 cm
without perforation in the
ureteral part*

Spiralmandrin
PTFE-beschichtet

*guidewire
PTFE coated*

REF REF	Dauerschienenkatheter Stent	Mandrin Guidewire	PZN PZN
4475	Ch. 4,8 / 70 cm	0,028" / 150 cm	11371633
4476	Ch. 6,0 / 70 cm	0,035" / 150 cm	11371662
4477	Ch. 7,0 / 70 cm	0,035" / 150 cm	11371679
4478	Ch. 8,0 / 70 cm	0,035" / 150 cm	11371685
4479	Ch. 9,0 / 70 cm	0,038" / 150 cm	11371691

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces