

UROMED UROject® INJEKTIONSKANÜLE

UROMED UROject® INJECTION CANNULA

REF 6240

Länge 650 mm, Ch. 5

Nadel: 27 G, 5 mm

Length 650 mm, Ch. 5

Needle: 27 G, 5 mm

Flexible Injektionskanüle zur Botox®-Injektion in die Blasenwand

- individuell für starres und für flexibles Zystoskop geeignet
- gute Führbarkeit durch distale Materialverstärkung
- exzellente Dosierbarkeit von Botox® durch Leervolumenangabe und sehr feine Nadel
- gute Haptik sowie sicheres Aufsetzen und Entfernen der Spritze durch Luer-Lock-Verbindung
- Nadelschutz für das sichere Einführen in das Instrument
- gleichbleibend scharfer Nadelanschiff gewährleistet eine präzise und sichere Injektion

Flexible injection cannula for Botox® injection into the bladder wall

- suitable for rigid as well as for flexible cystoscopes
- reinforcement of distal material made for good manipulation
- excellent Botox® dosing because of empty volume specification and very fine needle
- good haptics, safe attachment and removal of the syringe because of luer-lock connection
- needle protection for safe insertion into the instrument
- consistently sharp bevelled needle guarantees accurate and safe injection

sehr feine, atraumatische Kanüle
very fine atraumatic cannula

Anti-coring Schliff (stanzfreies Injizieren)
Anti-coring cut (for non-coring injection)

flexibles Schaftmaterial
flexible shaft material

Leervolumen-Angabe
empty volume specification

Schaft distal verstärkt (ersten 5 cm)
shaft, distal reinforced (first 5 cm)

REF	Ø Schaft	Schaftlänge	Ø Kanüle	Kanülenlänge	PZN
<i>REF</i>	<i>Ø Shaft</i>	<i>Length of shaft</i>	<i>Ø Cannula</i>	<i>Length of cannula</i>	<i>PZN</i>
6240	Ch.5	650 mm	27 G (0,4 mm)	5 mm	12364581

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE