

UROMED EINMAL-FRAUEN-KATHETER

UROMED DISPOSABLE FEMALE CATHETER

REF 3550

Nelatonspitze
2 Augen, Länge 18 cm

*Nelaton tip
2 eyes, length 18 cm*

Transurethraler Katheter zur
Urindrainage der Blase

■ halbfest

*Transurethral catheter for drainage
of the urinary bladder*

■ *semi-rigid*

Die Mikrorauung verleiht den
UROMED-Einmal-Kathetern eine
gute Gleitfähigkeit.

*The micro-roughening gives the
UROMED disposable catheter a
good gliding ability.*

REF REF	Größen Sizes	PZN PZN
3550-06	Ch. 6	00962822
3550-08	Ch. 8	04743287
3550-10	Ch. 10	04743293
3550-12	Ch. 12	04743301
3550-14	Ch. 14	04743318
3550-16	Ch. 16	04743324
3550-18	Ch. 18	04743330

Hilfsmittelkatalog: 15.25.14.4029

Verpackung: steril
Original-Karton: 100 Stück

*Packing: sterile
Original carton: 100 pieces*

UROMED EINMAL-NELATON-KATHETER

UROMED DISPOSABLE NELATON CATHETER

REF 3565

Nelatonspitze
2 Augen, Länge 40 cm

*Nelaton tip
2 eyes, length 40 cm*

Transurethraler Katheter zur
Urindrainage der Blase

■ halbfest

*Transurethral catheter for drainage
of the urinary bladder*

■ *semi-rigid*

REF REF	Größen Sizes	PZN PZN
3565-06	Ch. 6	04743347
3565-08	Ch. 8	04743353
3565-10	Ch. 10	04743376
3565-12	Ch. 12	04743382
3565-14	Ch. 14	04743399
3565-16	Ch. 16	04743407
3565-18	Ch. 18	04743413
3565-20	Ch. 20	04743436
3565-22	Ch. 22	04743442
3565-24	Ch. 24	04743459

Hilfsmittelkatalog: 15.25.14.4030

Verpackung: steril
Original-Karton: 100 Stück bei Ch. 6-18
50 Stück bei Ch. 20-24

*Packing: sterile
Original carton: 100 pieces of Ch. 6-18
50 pieces of Ch. 20-24*