

UROMED CYSTOMETRIE-KATHETER »PUR«

UROMED CYSTOMETRY CATHETER »PUR«

REF 2920 / 2921

zweilumig, Länge 43 cm
2-way, length 43 cm

Katheter zur transurethralen
Druckmessung in der Harnblase


- Messkanal mit 1 Öffnung
- Zulauf mit 1 Öffnung
- Luer-Lock-Ansätze
- Polyurethan
- fest

Catheter for transurethral measure-
ment of pressure in the urinary
bladder

- measuring channel with 1 opening
- inflow with 1 opening
- Luer-Lock adapters
- polyurethane
- solid



REF 2920
zylindrische Spitze
cylindrical tip



REF 2921
Tiemannspitze
Tiemann tip

REF REF	Größen Sizes
2920-12	Ch. 12 / 4 mm
2921-12	Ch. 12 / 4 mm

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück
Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

VERBINDUNGSLEITUNG CONNECTION TUBE

REF 2949

Verbindungsleitung

Connection tube



REF REF	Größe Size
2949-02	140 mm

Verpackung: steril
Original-Karton: 10 Stück
Packing: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE