

# UROMED SILIKON BALLON-KATHETER

## REF 1100 / 1101

Nelatonspitze

2 Augen, Länge 43 cm

Der Klassiker unserer Silikon-Serie steht nach wie vor gleichermaßen für optimale Leistung und Patientenkomfort.

*The classic of our silicone line still stands for both optimal results and comfort for the patient.*

### Ballon-Katheter zur transurethralen Blasendrainage

- konische Spitze
- großlumig
- röntgenologische Darstellbarkeit der Spitze
- Soft-Ballon
- reines Silikon
- weich

### Balloon Catheter for transurethral bladder drainage

- conical tip, 2 eyes, length 43 cm
- wide lumen
- radiopaque tip
- soft balloon
- pure silicone
- soft

#### REF 1100

kurze Spitze  
Ballon 3 – 10 ml

*short tip  
balloon 3–10 ml*

#### REF 1101

Ballon 30 ml  
*balloon 30 ml*

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
1100-12	Ch. 12	3 – 6 ml	03280661
1100-14	Ch. 14	3 – 8 ml	03280678
1100-16	Ch. 16	5 – 10 ml	03280684
1100-18	Ch. 18	5 – 10 ml	03280690
1100-20	Ch. 20	5 – 10 ml	03280709
1100-22	Ch. 22	5 – 10 ml	03280715
1100-24	Ch. 24	5 – 10 ml	03280721
1100-26	Ch. 26	5 – 10 ml	03280738

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6027

REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
1101-16	Ch. 16	30 ml	04741443
1101-18	Ch. 18	30 ml	04741466
1101-20	Ch. 20	30 ml	04741472
1101-22	Ch. 22	30 ml	04741489
1101-24	Ch. 24	30 ml	03549525
1101-26	Ch. 26	30 ml	03549519

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6028

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile  
Original carton: 10 pieces

**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE