

UROMED SPIRALMANDRIN

UROMED SPIRAL MANDRIN

REF 2722 – 2736

PTFE-Beschichtung

PTFE coating

**Flexibles Führungsinstrument
für urologische Katheter**

- sehr gute Gleiteigenschaften durch PTFE-Beschichtung
- Version mit J-Spitze mit Einführhilfe
- gerade Version rundverpackt und mit Clipless Dispenser
- flexible Spitze

**Flexible guidance instrument
for urological catheter**

- very good sliding ability due to PTFE coating
- J-tip version with insertion guide
- straight version round packaging and with Clipless Dispenser
- flexible tip

REF 2732–2736

gerade Spitze

straight tip

REF 2722

J-Spitze

J-tip

REF <i>REF</i>	Längen <i>Lengths</i>	Spitzen <i>Tips</i>	Durchmesser <i>Diameters</i>	PZN <i>PZN</i>
2722	100 cm	J-Spitze/ <i>J-tip</i>	0,035"/0,89 mm	11229036
2732	100 cm	gerade/ <i>straight</i>	0,035"/0,89 mm	11229065
2733	100 cm	gerade/ <i>straight</i>	0,038"/0,97 mm	11229071
2735	150 cm	gerade/ <i>straight</i>	0,035"/0,89 mm	11229102
2736	150 cm	gerade/ <i>straight</i>	0,028"/0,71 mm	11229088

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE