


UROMED »HYDROPUR®« EXTERNE ABLEITUNG

UROMED »HYDROPUR®« EXTERNAL DRAINAGE

REF 4465 – 4468

Zylindrische Spitze
Länge 70 cm
ohne Perforation im Ureterteil

Closed tip
Length 70 cm
without perforation
in the ureteral part



2 Fixierklappen
2 fixing clamps

Ureter-Dauerschleife
einseitiger Pigtail
ureteral stent, single pigtail
cylindrical tip, length 70 cm
without perforation in the
ureteral part

Katheter zur Ureter-Schienung und externen Ableitung

- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- gutes Vorschiebehaviorhalten durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleiner, kreisrunder Pigtail
- atraumatische Augen
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert

Catheter for ureter stenting and external urinary diversion

- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtail
- atraumatic eyes
- overall radiopaque
- graduated

Spiralmandrin
PTFE-beschichtet
guidewire
PTFE coated

REF REF	Dauerschleife Stent	Mandrin Guidewire	PZN PZN
4465	Ch. 4,8 / 70 cm	0,028" / 150 cm	11371573
4466	Ch. 6,0 / 70 cm	0,035" / 100 cm	11371596
4467	Ch. 7,0 / 70 cm	0,035" / 100 cm	11371604
4468	Ch. 8,0 / 70 cm	0,038" / 100 cm	11371610

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE