

# »SIMPLYCATH®« für die Dame

## »SIMPLYCATH®« for the lady

www.simplycath.de

### Einmal-Katheter für den intermittierenden Selbstkatheterismus

*Disposable catheter for intermittent self-catherization*



#### Die Besonderheiten der »SIMPLYCATH®« Einmal-Katheter:

- Nelatonspitze (gerade Spitze)
- Vorlaufspitze zur Minimierung der Keimeinschleusung
- dünne Folie mit Anti-Rückrutsch-Effekt
- gebrauchsfertiger, mit Gel benetzter Katheter
- einfache Handhabung
- sofort einsetzbar

#### The benefits of the »SIMPLYCATH®« disposable catheter:

- *Nelaton tip (straight tip)*
- *introducer tip for preventing the infiltration of germs*
- *thin foil with anti-slip-effect*
- *ready-to-use, gel-moistened catheter*
- *easy handling*
- *immediately usable*

#### »SIMPLYCATH®« Einmal-Katheter Disposable catheter REF 3610

Länge: 20 cm  
Verpackung: steril  
Original-Packung: 50 Stück

*Length: 20 cm  
Packing: sterile  
Original Packing: 50 pieces*

REF REF	Größen Sizes	PZN PZN
3610-08	Ch. 08	00230958
3610-10	Ch. 10	00230964
3610-12	Ch. 12	00230970
3610-14	Ch. 14	00232549
3610-16	Ch. 16	00232555

Hilfsmittelkatalog: 15.25.14.5059

#### Die »SIMPLYCATH®« mobil Serie:

- kleines Format
- mehr Diskretion durch blickdichte, geräuscharme Verpackung
- Schutzkappe mit Ring und Noppen, um ein leichtes Öffnen zu ermöglichen
- abgerundete, atraumatische Drainage-Augen für ein sanftes Einführen
- vollständige Ummantelung des Katheters mit dünner Folie für ein handberührungsfreies Einführen
- besteht ausschließlich aus DEHP- und Latex-freien Materialien
- auch als Einmal-Katheter mit integriertem Urin-Beutel erhältlich – mehr Mobilität und Flexibilität für unterwegs

#### The »SIMPLYCATH®« mobile series:

- *small size, discreet in use*
- *opaque, low-noise packaging*
- *a protective cap with ring and nubs enables easy opening*
- *rounded, atraumatic drainage eyes allow gentle insertion*
- *complete covering of the catheter with a thin foil facilitates a contact-free insertion*
- *consists exclusively of DEHP and latex-free materials*
- *also available as disposable catheter with an integrated urine bag – for more mobility and flexibility en route/on the way*

#### »SIMPLYCATH®« mobil Einmal-Katheter Disposable catheter REF 3612

Länge: 15 cm  
Verpackung: steril  
Original-Packung: 30 Stück

*Length: 15 cm  
Packing: sterile  
Original Packing: 30 pieces*

REF REF	Größen Sizes	PZN PZN
3612-08	Ch. 08	11515138
3612-10	Ch. 10	11515144
3612-12	Ch. 12	11515150
3612-14	Ch. 14	11515167
3612-16	Ch. 16	11515196

Hilfsmittelkatalog: 15.25.14.5082

#### »SIMPLYCATH®« mobil Einmal-Katheter mit integriertem Urin-Beutel Disposable catheter with integrated urine bag REF 3602

- Fassungsvermögen: 1.100 ml
- Entsorgungsbeutel

- *capacity: 1.100 ml*
- *waste bag*

Länge: 18 cm  
Verpackung: steril  
Original-Packung: 30 Stück

*Length: 18 cm  
Packing: sterile  
Original Packing: 30 pieces*

REF REF	Größen Sizes	PZN PZN
3602-08	Ch. 08	11515084
3602-10	Ch. 10	11515090
3602-12	Ch. 12	11515109
3602-14	Ch. 14	11515115
3602-16	Ch. 16	11515121

Hilfsmittelkatalog: 15.25.14.8044