

# URO<sup>MED</sup> CYST<sup>®</sup> »INTEGRAL«

## DILATATIONS-BALLON-KATHETER

### DILATION BALLOON CATHETER

**REF 3045**

Zylindrische Spitze mit  
zentraler Bohrung  
2 Augen, Länge 43 cm

*Cylindrical Tip with  
central opening  
2 eyes, length 43 cm*

**Ballon-Katheter zur suprapubischen  
Blasendrainage**


»INTEGRAL« Ballon-Katheter mit über-  
gangslos eingearbeitetem Ballon  
gewähren weitgehend einen schmerz-  
freien Katheterwechsel und erleichtern  
die Überwindung der Fascie.

- dilatierende Spitze
- zentrale Bohrung für Führungsdraht
- Röntgenkontraststreifen
- Soft-Ballon
- Silikon
- fest

**Ballon Catheter for suprapubic  
drainage of the urinary bladder**

»INTEGRAL« balloon catheters with  
integrated flat balloon allow to a great  
extent a painless change of the catheter  
and make it easier to pass the fascia.

- dilating tip
- central open tip for guidewire
- x-ray marker
- soft balloon
- silicone
- solid



REF REF	Größen Sizes	Ballon Balloon	PZN PZN
3045-12	Ch. 12	5 ml	04742023
3045-14	Ch. 14	8 ml	04742046
3045-16	Ch. 16	8 ml	04742052
3045-18	Ch. 18	10 ml	00051813
3045-20	Ch. 20	10 ml	00624120

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE