

UROMED »HYDROPUR®«

UROMED »HYDROPUR®«

REF 4405 – 4408

**Zylindrische Spitze
mit Perforation im Ureterteil**
*Closed tip with perforation
in the ureteral part*

**Katheter zur inneren
Schiengung des Ureters**


Für die ureterorenoskopische
Anwendung ist die Ureter-
Dauerschleife in Ch. 4,8 vorgesehen.

- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- zur Langzeitanwendung geeignet
- gutes Vorschiebehaviorn durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleine, kreisrunde Pigtails
- atraumatische Augen
- röntgenologisch darstellbar
- mit monofilament Applikationsfaden
- graduert

**Catheter for the internal stenting
of the ureter**

*The ureteral stent in Ch. 4,8 is destined
for ureterorenoscopic application.*

- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- suitable for long-term application
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtails
- atraumatic eyes
- overall radiopaque
- with monofilament application thread
- graduated



Ureter-Dauerschleife
beidseitiger Pigtail

*ureteral stent, double pigtail
cylindrical tip, with perforation
in the ureteral part*

Nachschiebeschlauch

Länge 45 cm bzw. 70 cm bei Ch. 4,8

*pusher
length 45 cm and 70 cm for Ch. 4,8*

Spiralmandrin

PTFE-beschichtet

*guidewire
PTFE coated*

2 Fixierklammern

2 fixing clamps

Unmittelbar nach Positionierung der Ureter-Dauerschleife ist der
Applikationsfaden zu entfernen.

*Right after positioning of the ureteral stent the application thread
has to be removed.*

REF REF	Dauerschleife Stent	Mandrin Guidewire	PZN PZN
4405 - 24	Ch. 4,8 / 24 cm	0,028" / 150 cm	11370964
4405 - 26	Ch. 4,8 / 26 cm	0,028" / 150 cm	11370993
4405 - 28	Ch. 4,8 / 28 cm	0,028" / 150 cm	11371001
4405 - 30	Ch. 4,8 / 30 cm	0,028" / 150 cm	11371018
4406 - 24	Ch. 6,0 / 24 cm	0,035" / 100 cm	11371024
4406 - 26	Ch. 6,0 / 26 cm	0,035" / 100 cm	11371030
4406 - 28	Ch. 6,0 / 28 cm	0,035" / 100 cm	11371047
4406 - 30	Ch. 6,0 / 30 cm	0,035" / 100 cm	11371053

REF REF	Dauerschleife Stent	Mandrin Guidewire	PZN PZN
4407 - 24	Ch. 7,0 / 24 cm	0,035" / 100 cm	11371082
4407 - 26	Ch. 7,0 / 26 cm	0,035" / 100 cm	11371099
4407 - 28	Ch. 7,0 / 28 cm	0,035" / 100 cm	11371107
4407 - 30	Ch. 7,0 / 30 cm	0,035" / 100 cm	11371136
4408 - 24	Ch. 8,0 / 24 cm	0,038" / 100 cm	11371142
4408 - 26	Ch. 8,0 / 26 cm	0,038" / 100 cm	11371159
4408 - 28	Ch. 8,0 / 28 cm	0,038" / 100 cm	11371165
4408 - 30	Ch. 8,0 / 30 cm	0,038" / 100 cm	11371171

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE