

UROMED SIMPLYCATH *mobil* transurethraler Einmalkatheter *Disposable Transurethral Catheter*

REF 3613

Nelatonspitze
2 Augen, Länge 351 mm,
Effektivlänge 321 mm

Nelaton tip
2 eyes, length 351 mm,
effective length 321 mm

Die UROMED SIMPLYCATH *mobil* Serie für mehr Diskretion und Mobilität, ob zu Hause oder unterwegs. Das neue, durchdachte Produktdesign ist insbesondere auch für Personen mit eingeschränkter Handmotorik geeignet.

The UROMED SIMPLYCATH mobile series provides greater discretion and mobility – at home or on the move.

The new, sophisticated product design is especially well suited to people with limited hand functions.

Einmalkatheter für den intermittierenden Selbstkatheterismus

- Schutzkappe mit Ring und Noppen, um ein leichtes Öffnen zu ermöglichen
- gebrauchsfertiger, mit Gel benetzter Katheter
- Vorlaufspitze zur Minimierung der Keimeinschleusung
- abgerundete, atraumatische Drainageaugen für ein sanftes Einführen
- vollständige Ummantelung des Katheters mit dünner Folie für ein handberührungsfreies Einführen
- dünne Folie mit Anti-Rückrutsch-Effekt
- einfache Handhabung
- sofort einsetzbar
- mehr Diskretion durch blickdichte, geräuscharme Verpackung
- besteht ausschließlich aus DEHP- und Latex-freien Materialien

Disposable catheter for intermittent self-catheterisation

- *a protective cap with ring and nubs enables easy opening*
- *ready-to-use, gel-moistened catheter*
- *introducer tip for preventing the infiltration of germs*
- *rounded, atraumatic drainage eyes allow gentle insertion*
- *complete covering of the catheter with a thin foil facilitates a contact-free insertion*
- *thin foil with anti-slip-effect*
- *easy handling*
- *immediately usable*
- *opaque, low-noise packaging*
- *consists exclusively of DEHP and latex-free materials*



REF	Ch./Fr.	Ø	PZN
REF	Ch./Fr.	Ø	CPN
3613.10	10	3,3 mm	15784786
3613.12	12	4,0 mm	15784792
3613.14	14	4,7 mm	15784800
3613.16	16	5,3 mm	15784817

Hilfsmittelkatalog: 15.25.14.5087

Verpackung: steril
Originalkarton: 30 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 30 pieces