

UROMED SIMPLYCATH transurethraler Einmalkatheter *Disposable Transurethral Catheter*

REF 3600

Nelatonspitze
2 Augen, Länge 400 mm,
Effektivlänge 362 mm


Nelaton tip
2 eyes, length 400 mm,
effective length 362 mm

Einmalkatheter für den intermittierenden Selbstkatheterismus

- gebrauchsfertiger, mit Gel benetzter Katheter
- Vorlaufspitze zur Minimierung der Keimeinschleusung
- atraumatische Drainageaugen
- dünne Folie mit Anti-Rückrutsch-Effekt
- Griffmulde zur Fixierung des Katheters
- Perforation zum Aufreißen der Katheterummantelung für Urinabfluss
- einfache Handhabung
- sofort einsetzbar

Disposable catheter for intermittent self-catheterisation

- ready-to-use, gel-moistened catheter
- introducer tip for preventing the infiltration of germs
- atraumatic drainage eyes
- thin foil with anti-slip-effect
- finger grip to fix the catheter
- perforation for tearing open the catheter covering and to enable urine-flow
- easy handling
- immediately usable



REF REF	Ch./Fr. Ch./Fr.	Ø Ø	PZN CPN
3600.10	10	3,3 mm	00230852
3600.12	12	4,0 mm	00230906
3600.14	14	4,7 mm	00230912
3600.16	16	5,3 mm	00230929
3600.18	18	6,0 mm	00230935

Hilfsmittelkatalog: 15.25.14.5058

Verpackung: steril
Originalkarton: 50 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 50 pieces