

UROMED Ballon-Katheter-Set »NEPHROquick«

UROMED Balloon Catheter Set »NEPHROquick«

REF 2607 / 2531

mit zwei zusätzlichen Löchern
with two additional holes

Pigtail war gestern!


Pigtail – Solution of the Past!

Ballon-Katheter-Set zur perkutanen Nierendrainage

- Dilatator und Ballon-Katheter in einem
- Ballonkatheter aus reinem Silikon
- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- knickstabil
- halbfest

Balloon catheter set for percutaneous kidney drainage

- dilator and balloon catheter in one
- balloon catheter made of pure silicone
- overall radiopaque
- graduated
- nonkinking
- semi-solid



REF 2700

Lunderquist
Führungsdraht
0,035"/0,89 mm
Länge 90 cm mit
Einführhilfe
Lunderquist
guidewire
0,035"/0,89 mm
length 90 cm with
insertion guide

REF 2613

Punktionskanüle
17,5 GA / 1,3 mm
Stichlänge
18,5 cm
puncture
cannula
17,5 GA / 1,3 mm
needle length
18,5 cm

REF 2650.08

UROMED
Fascialdilator
Ch. 08 / 2,7 mm
UROMED
fascial dilator
Ch. 08 / 2,7 mm

REF 2650.10

UROMED
Fascialdilator
Ch. 10 / 3,3 mm
UROMED
fascial dilator
Ch. 10 / 3,3 mm

REF 2531

»NEPHROquick« Katheter und Obturator mit
Katheter-Konnektor, »integral« Ch. 10,
Ballon 2 ml, mit 2 zusätzlichen Löchern zur
Kelchdrainage
»NEPHROquick« Catheter and obturator with
catheter connection, »integral« Ch. 10,
balloon 2 ml, with 2 additional holes for
caliceal drainage

Alle Nephrostomie-Ballonkatheter-Sets
enthalten außerdem das UROMED
Füllmedium zum Blocken
des Ballons.

In addition the UROMED
filling medium for inflating the balloon is in-
cluded in all nephrostomy balloon catheter sets.



Das erste Nephrostomie-Set mit
einem 10 Charrière Ballonkatheter.
Es lässt sich in nur wenigen Schritten
applizieren, vereint aber dennoch
alle Vorteile der bisher bekannten
Techniken:

- sichere Fixierung und geringste
Raumforderung im Nierenbecken
- hoher Tragekomfort
- gute Dilatation

Überzeugen Sie sich von
»NEPHROquick«.

The first nephrostomy set with a
10 Charrière balloon catheter.
It can be applied with a few steps
only, however, it combines all ad-
vantages of the techniques known
so far:

- safe fixation and smallest space
requirement in the renal pelvis
- high wearing comfort
- good dilation

Go and find out yourself about
»NEPHROquick«.

REF	Ch. / Fr.	Ø
REF	Ch. / Fr.	Ø
2607	10	3,3 mm
2531	10	3,3 mm

Verpackung: doppelt, steril
Originalkarton: 5 Stück (REF 2607)
10 Stück (REF 2531)

Packaging: double, sterile
Original carton: 5 pieces (REF 2607)
10 pieces (REF 2531)

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE