

**UROMED DAUERSPÜL-BALLON-KATHETER
REF 2132 (Charrière 20)**

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3032

- Blasenspülung leicht gemacht
- kurze, knickstabile Couverlaire Spitze
- dreilumig, Länge 43 cm
- 2 große, versetzte Augen
- Ballon 50 ml
- hohe Spül- und Drainage-Leistung
- röntgenologische Darstellbarkeit der Spitze
- reines Silikon, weich

**UROMED SILIKON-BALLON-KATHETER
REF 1100 (Charrière 12 – 26)**

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6027


- der bewährte Klassiker
- kurze, konische Nelatonspitze
- großlumig, Länge 43 cm
- 2 Augen
- Soft-Ballon, 3 – 10 ml¹
- röntgenologische Darstellbarkeit der Spitze
- reines Silikon, weich

¹ Ballonvolumen differiert je nach Charrière-Stärke. Wird ein größeres Ballonvolumen benötigt, empfehlen wir unsere Modelle REF 1101/REF 1090 mit großem Soft-Ballon 30 ml.

**UROMED SILIKON-BALLON-KATHETER
REF 1091 (Charrière 12 – 20)**

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6092

- bei problematischen Urinbefunden
- kurze, offene Flötenspitze
- großlumig, Länge 43 cm
- 1 Auge
- Soft-Ballon, 3 – 10 ml¹
- reines Silikon, weich



UROMED KV 2000

REF 4804² (2000 ml)

Hilfsmittelkatalog: 15.25.07.0015

- geschlossenes Urin-Drainage-System
- Bajonettverschluss
- extrem kurze Beutellänge, 29 cm
- Schlauchklemme
- Klemme zur Schlauchfixierung
- zweiteilige Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- Entlüftung an Tropfkammer und Beutel
- universell einsetzbarer Zwillingshalter mit Fixationskordel
- übersichtliche Graduierung
- T-Tap-Ablasshahn Halterung
- T-Tap-Ablasshahn einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- großlumiger Ablasshahn für schnelle Entleerung




UROMED KV 750

REF 4884² (750 ml)

Hilfsmittelkatalog: 15.25.05.3048

- Beinbeutel, steril
 - Bajonettverschluss
 - Schlauchansatz 12 cm
 - Vliesbeschichtung zur Vermeidung von Hautreizungen
 - kurze Beutellänge durch hochklappbaren T-Tap-Ablasshahn
 - T-Tap-Ablasshahn, einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
 - Ansatzstück für Nachtbeutel
 - Rücklaufventil
- ² **Diese Urin-Drainage-Systeme können ausschließlich an die UROMED-Katheterventile REF 1500 und 1504 angeschlossen werden. Eine direkte Konnektion mit einem Katheter ist nicht möglich.**



UROMED EINBEIN-HOSE

REF 4894 (Größen S, M, L, XL)

Hilfsmittelkatalog: 15.99.99.0009

- hoher Tragekomfort
- mehr Bewegungsfreiheit
- kein Verrutschen des Beutels
- bequeme Entleerung des Urinbeutels
- keine Unterbindung des Blutkreislaufes
- biologisch geprüftes, vorgewaschenes Baumwollmischgewebe (latexfrei)
- breiter elastischer Gürtel
- einfacher, individuell einstellbarer Klettverschluss

Erleichtern Sie Ihren mobilen Patienten das Tragen eines Beinbeutels. Die UROMED Einbein-Hose ist so konzipiert, dass sie sowohl am rechten als auch am linken Bein getragen werden kann. Ein Klettverschluss vereinfacht das Einlegen des Urinbeutels in die Tasche. Alternativ bietet UROMED zudem einen Beinbeutelhalter, der ein unauffälliges Tragen unter der Kleidung ermöglicht, REF 4897 (Größen S, M, L, XL).