

UROMED Führungsdraht »standard«

UROMED Guide Wire »standard«

REF 2722 - 2736

PTFE-beschichtet


PTFE coated

Flexibles Führungsinstrument für urologische Behandlungen

- sehr gute Gleiteigenschaften durch PTFE-Beschichtung
- Version mit J-Spitze mit Einführhilfe
- rund verpackt
- flexible Spitze

Flexible guidance instrument for urological treatments

- very good sliding ability due to PTFE coating
- J-tip version with insertion guide
- round packaging
- flexible tip



REF 2732-2736

gerade Spitze
straight tip

REF 2722

J-Spitze, Radius = 3 mm
J-tip, radius = 3 mm

REF <i>REF</i>	Länge <i>Length</i>	Spitze <i>Tip</i>	Durchmesser <i>Diameter</i>	PZN <i>CPN</i>
2722	100 cm	J-Spitze / <i>J-tip</i>	0,035" / 0,89 mm	11229036
2732	100 cm	gerade / <i>straight</i>	0,035" / 0,89 mm	11229065
2733	100 cm	gerade / <i>straight</i>	0,038" / 0,97 mm	11229071
2735	150 cm	gerade / <i>straight</i>	0,035" / 0,89 mm	11229102
2736	150 cm	gerade / <i>straight</i>	0,028" / 0,71 mm	11229088

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces