

UROMED Führungsdraht »Lunderquist«

UROMED Guide Wire »Lunderquist«

REF 2700 / 2701


Sichere perkutane Eingriffe erfordern den Einsatz zuverlässiger Instrumente.
Safe percutaneous surgeries require the use of reliable instruments.

Flexibles Führungsinstrument für urologische Behandlungen

- gute Gleitfähigkeit
- flexible Spitze minimiert Perforationsrisiko
- hohe Knickstabilität durch festen Schaft
- hohe Sicherheit durch lasergeschweißte Spitze
- Einführhilfe für einfache und einhändige Bedienbarkeit
- flexible J-Spitze mit kleinem Radius
- rund verpackt und mit cliplless Dispenser

Flexible guidance instrument for urological treatments

- good sliding ability
- flexible tip minimizes risk of perforation
- strong shaft guarantees high kinking stability
- high safety due to laser welded tip
- insertion guide for simple and one-handed use
- flexible J-tip with small radius
- round packaging and with cliplless dispenser



REF 2700

J-Spitze,
2,5 cm flexibel und 2 cm semi-flexibel,
Radius = 3 mm

*J-tip,
2,5 cm flexible and 2 cm semi-flexible,
radius = 3 mm*

REF 2701

J-Spitze,
2,5 cm flexibel und 5,5 cm semi-flexibel,
Radius = 3 mm

*J-tip,
2,5 cm flexible and 5,5 cm semi-flexible,
radius = 3 mm*

REF REF	Länge Length	Spitze Tip	Durchmesser Diameter	PZN CPN
2700	90 cm	J-Spitze / J-tip	0,035" / 0,89 mm	00242513
2701	90 cm	J-Spitze / J-tip	0,035" / 0,89 mm	00242559

Verpackung: steril
 Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
 Original carton: 10 pieces