

UROMED CYSTOMETRIE-KATHETER **PURgreen**[®]

UROMED CYSTOMETRY CATHETER **PURgreen**[®]

REF 2922

male, zylindrische Spitze
zweilumig, Länge 40 cm


*male, cylindrical tip
2-way, length 40 cm*

Katheter zur transurethralen Druckmessung in der Harnblase

- Messkanal mit 2 Augen
- großlumiger Zulauf mit 2 Augen
- präzise Messergebnisse
- Luer-Lock-Anschlüsse mit Kappe
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert
- reines Polyurethan
- halbfestes, flexibles Material

Catheter for transurethral measurement of pressure in the urinary bladder

- *measuring channel with 2 eyes*
- *wide lumen inflow with 2 eyes*
- *precise measuring results*
- *Luer-Lock adapters with cap*
- *overall radiopaque*
- *graduated*
- *pure polyurethane*
- *semi-solid, flexible material*



Messkanal
measuring channel

Wasserzulauf
water inflow

REF REF	Größen Sizes
2922.07	Ch. 7 / 2,3 mm
2922.09	Ch. 9 / 3,0 mm

Verpackung: doppelt, steril
Originalkarton: 10 Stück
Packaging: double, sterile
Original carton: 10 pieces