

# UROMED CYSTOMETRIE-KATHETER **PURgreen**<sup>®</sup>

## UROMED CYSTOMETRY CATHETER **PURgreen**<sup>®</sup>

**REF 2932/2933**

**zylindrische Spitze, dreilumig**

**cylindrical tip, 3-way**

Das UROMED Cystometrie-Programm PURgreen aus reinem Polyurethan zeichnet sich durch seine hochwertige Qualität und präzise Messergebnisse aus. Die zweilumigen Modelle »female« und »male« weisen unterschiedliche, den Erfordernissen angepasste Positionierungen der Augen auf. Produkte und Verpackung sind PVC- und latexfrei.


*The high quality and precise measuring results distinguish the UROMED cystometry programme PURgreen made of pure polyurethane. The 2-way versions »female« and »male« show different positionings of the eyes which are adapted to the requirements. Products and packaging are free of PVC and latex.*

**Katheter zur transurethralen Druckmessung in der Harnblase/Urethra**

- je 1 Auge pro Messkanal
- Augenanzahl 2+1 (2 Augen an Spitze)
- großlumiger Zulauf mit 1 Auge
- präzise Messergebnisse
- Luer-Lock-Anschlüsse mit Kappe
- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- reines Polyurethan
- halbfestes, flexibles Material

**Catheter for transurethral measurement of pressure in the urinary bladder/urethra**

- 1 eye each per measuring channel
- 2+1 eyes (2 eyes at tip)
- wide lumen inflow with 1 eye
- precise measuring results
- Luer-Lock adapters with cap
- overall radiopaque
- graduated
- pure polyurethane
- semi-solid, flexible material



**Länge / Length 40 cm**

REF REF	Größen Sizes
2932.07	Ch. 7 / 2,3 mm
2932.09	Ch. 9 / 3,0 mm

**Länge / Length 20 cm**

REF REF	Größen Sizes
2933.07	Ch. 7 / 2,3 mm
2933.09	Ch. 9 / 3,0 mm

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Originalkarton:** 10 Stück  
**Packaging:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces