


Ureter-Katheter

Ureteral Catheter



UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

INHALT

CONTENTS

Ureter-Katheter für Seldinger Technik mit Tiemannspitze, zentral offen	
<i>Ureteral catheter for Seldinger technique with tiemann tip, central open</i>	4
Ureter-Katheter für Seldinger Technik »DUOKATH®«, beidseitig einsetzbar	
<i>Ureteral catheter for Seldinger technique »DUOKATH®«, to be applied on both sides</i>	5
Kontrastmitteladapter	
<i>Contrast medium adapter</i>	6
Ureter-Katheter mit zylindrischer Spitze	
<i>Ureteral catheter with cylindrical tip</i>	6
Ureter-Katheter mit Tiemannspitze	
<i>Ureteral catheter with tiemann tip</i>	6
Ureter-Katheter nach Chevassu	
<i>Ureteral catheter by Chevassu</i>	7

UROMED URETER-KATHETER

UROMED URETERAL CATHETER

REF 4081

Tiemannspitze
zentral offen, Länge 70 cm
Tiemann tip
central open, length 70 cm

Für das Arbeiten in Seldinger Technik stehen Ihnen mit unseren zentral offenen Ureter-Kathetern extrem gleitfähige und großlumige Instrumente zur Verfügung, die den Einsatz stärkerer Führungsdrähte ermöglichen. Auf eine konische Spitze muss dabei nicht verzichtet werden. Produkt und Verpackung sind PVC-frei.


With our central open ureteral catheters we offer instruments with an extremely high gliding ability and wide lumen for application in Seldinger technique. Additionally they also permit the use of thicker guidewires. At the same time you do not have to refrain from a conical tip. Product and packing are PVC-free.

Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters

- röntgenologisch darstellbar
- graduiert
- Polyamid
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit
- großlumig

Catheter for retrograde probing of the ureter

- overall radiopaque
- graduated
- polyamide
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability
- wide lumen



REF REF	Größen Sizes	Empfohlener Führungsdraht PTFE/Titan Recommended guidewire PTFE/titan
4081-05	Ch. 5	0,038"/0,97 mm / 0,035"/0,89 mm

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED »DUOKATH®« URETER-KATHETER URETERAL CATHETER

REF 4082

Tiemannspitze und konische Spitze
zentral offen, Länge 70 cm
*Tiemann tip and conical tip
central open, length 70 cm*

2 in 1! Der beidseitig einsetz-
bare Ureter-Katheter
mit unterschiedlichen Spitzen und
vielen Vorteilen.

2 in 1! *The ureteral catheter
that can be used from
both sides due to different tips and
with multiple advantages.*

Katheter zur retrograden Sondie-
rung des Harnleiters



- vereinfacht die Lagerhaltung und reduziert Kosten
- röntgenologisch darstellbar
- beidseitig graduert
- Polyamid
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit
- großlumig

*Catheter for retrograde probing
of the ureter*

- *makes stockkeeping easier and reduces costs*
- *overall radiopaque*
- *graduated on both sides*
- *polyamide*
- *steel stylet*
- *product and packing PVC-free*
- *contrast medium adapter*
- *high gliding ability*
- *wide lumen*



Kontrastmitteladapter
für Ureter-Katheter
*Contrast medium adapter
for ureteral catheter*



Tiemannspitze
Tiemann tip



Konische Spitze
Conical tip

REF REF	Größen Sizes	Empfohlener Führungsdraht PTFE/Titan Recommended guidewire PTFE/titan
4082-03	Ch. 3	0,021"/0,53 mm
4082-04	Ch. 4	0,035"/0,89 mm / 0,032"/0,81 mm
4082-05	Ch. 5	0,038"/0,97 mm / 0,035"/0,89 mm
4082-06	Ch. 6	0,038"/0,97 mm / 0,035"/0,89 mm

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

UROMED PURgreen®

URETER-KATHETER

URETERAL CATHETER

REF 4070 / 4080

Länge 70 cm
Length 70 cm

Die neuen UROMED PURgreen® Ureter-Katheter verbinden ihre hohe Gleitfähigkeit und optimale Lumen-nutzung mit den Vorteilen eines reinen hochwertigen Polyurethans. Ergänzend haben wir besonderen Wert auf die atraumatischen, geschliffenen Augen gelegt. Produkt und Verpackung sind PVC-frei.


The new UROMED PURgreen® ureteral catheters combine their high gliding ability and optimal use of the lumen with the advantages of a pure and high-grade polyurethane. Additionally we have attached great importance to the atraumatic and polished eyes. Product and packing are PVC-free.

Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters


- atraumatisches Auge
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert
- Polyurethan
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit

Catheter for retrograde probing of the ureter

- atraumatic eye
- overall radiopaque
- graduated
- polyurethane
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability




REF 4070
Zylindrische Spitze, 1 Auge
Cylindrical tip, 1 eye



REF 4080
Tiemannspitze, 1 Auge
Tiemann tip, 1 eye

REF REF	Größen Sizes
4070-03	Ch. 3
4070-04	Ch. 4
4070-05	Ch. 5
4070-06	Ch. 6
4070-07	Ch. 7
4070-08	Ch. 8

REF REF	Größen Sizes
4080-03	Ch. 3
4080-04	Ch. 4
4080-05	Ch. 5
4080-06	Ch. 6
4080-07	Ch. 7



Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED **PURgreen**[®]

URETER-KATHETER nach CHEVASSU

URETERAL CATHETER BY CHEVASSU

REF 4090

Knopf-Flötenspitze, Länge 70 cm
Button-whistle-tip, length 70 cm

**Katheter zur Kontrastmittelinstitution
in den Harnleiter**


- atraumatisches Auge
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert
- Polyurethan
- Stahlmandrin
- Produkt und Verpackung PVC-frei
- Kontrastmitteladapter
- hohe Gleitfähigkeit

**Catheter for the instillation of a
contrast medium into the ureter**

- atraumatic eye
- overall radiopaque
- graduated
- polyurethane
- steel stylet
- product and packing PVC-free
- contrast medium adapter
- high gliding ability



Kontrastmitteladapter
für Ureter-Katheter
*Contrast medium adapter
for ureteral catheter*



Knopf-Flötenspitze
Button-whistle-tip

Charrière Charrière	Millimeter Millimeters
3	1,0
4	1,3
5	1,7
6	2,0
7	2,3
8	2,7

REF REF	Schaft/Spitze Shaft/Tip
4090 - 05	Ch. 3/Ch. 5
4090 - 06	Ch. 4/Ch. 6
4090 - 07	Ch. 4/Ch. 7
4090 - 08	Ch. 5/Ch. 8

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED Kurt Drews KG
Meessen 7/11
D-22113 Oststeinbek

Telefon	Zentrale Kliniken Praxen Apotheken/Handel	+49 (0) 40 / 7 13 007- 0 +49 (0) 40 / 7 13 007- 11 +49 (0) 40 / 7 13 007- 21 +49 (0) 40 / 7 13 007- 31
----------------	--	---

Telefax		+49 (0) 40 / 7 13 007- 99
----------------	--	----------------------------------

Internet		www.uromed.de
-----------------	--	---

E-Mail		service@uromed.de
---------------	--	---

Die Angaben entsprechen unserem
Kenntnisstand bei Drucklegung.
Produktänderungen aufgrund technischen
Fortschrittes vorbehalten.

*All indications correspond to our know-
ledge at the date of press.
Due to technical progress all products are
subject to change.*

Material-Nr. 0045 · Rev. 2 · 10/2023

© UROMED Kurt Drews KG

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE