


Urodynamik

Urodynamics



UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

UROMED CYSTOMETRIE-KATHETER **PURgreen**[®]

UROMED CYSTOMETRY CATHETER **PURgreen**[®]

REF 2923

female, zylindrische Spitze
zweilumig, Länge 20 cm

*female, cylindrical tip
2-way, length 20 cm*

Das UROMED Cystometrie-Programm PURgreen aus reinem Polyurethan zeichnet sich durch seine hochwertige Qualität und präzise Messergebnisse aus. Die zweilumigen Modelle »female« und »male« weisen unterschiedliche, den Erfordernissen angepasste Positionierungen der Augen auf. Produkte und Verpackung sind PVC- und latexfrei.


The high quality and precise measuring results distinguish the UROMED cystometry programme PURgreen made of pure polyurethane. The 2-way versions »female« and »male« show different positionings of the eyes which are adapted to the requirements. Products and packaging are free of PVC and latex.

Katheter zur transurethralen Druckmessung in der Harnblase

- Messkanal mit 2 Augen
- großlumiger Zulauf mit 2 Augen
- präzise Messergebnisse
- Luer-Lock-Anschlüsse mit Kappe
- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- reines Polyurethan
- halbfestes, flexibles Material

Catheter for transurethral measurement of pressure in the urinary bladder

- measuring channel with 2 eyes
- wide lumen inflow with 2 eyes
- precise measuring results
- Luer-Lock adapters with cap
- overall radiopaque
- graduated
- pure polyurethane
- semi-solid, flexible material



REF REF	Größen Sizes
2923.07	Ch. 7 / 2,3 mm
2923.09	Ch. 9 / 3,0 mm

Verpackung: doppelt, steril
Originalkarton: 10 Stück
Packaging: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED CYSTOMETRIE-KATHETER **PURgreen**[®]

UROMED CYSTOMETRY CATHETER **PURgreen**[®]

REF 2922

male, zylindrische Spitze
zweilumig, Länge 40 cm



*male, cylindrical tip
2-way, length 40 cm*

Katheter zur transurethralen Druckmessung in der Harnblase

- Messkanal mit 2 Augen
- großlumiger Zulauf mit 2 Augen
- präzise Messergebnisse
- Luer-Lock-Anschlüsse mit Kappe
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert
- reines Polyurethan
- halbfestes, flexibles Material

Catheter for transurethral measurement of pressure in the urinary bladder

- *measuring channel with 2 eyes*
- *wide lumen inflow with 2 eyes*
- *precise measuring results*
- *Luer-Lock adapters with cap*
- *overall radiopaque*
- *graduated*
- *pure polyurethane*
- *semi-solid, flexible material*



Messkanal
measuring channel

Wasserzulauf
water inflow

REF REF	Größen Sizes
2922.07	Ch. 7 / 2,3 mm
2922.09	Ch. 9 / 3,0 mm

Verpackung: doppelt, steril

Originalkarton: 10 Stück

Packaging: double, sterile

Original carton: 10 pieces

UROMED CYSTOMETRIE-KATHETER **PURgreen**[®]

UROMED CYSTOMETRY CATHETER **PURgreen**[®]

REF 2932/2933

zylindrische Spitze, dreilumig

cylindrical tip, 3-way

Das UROMED Cystometrie-Programm PURgreen aus reinem Polyurethan zeichnet sich durch seine hochwertige Qualität und präzise Messergebnisse aus. Die zweilumigen Modelle »female« und »male« weisen unterschiedliche, den Erfordernissen angepasste Positionierungen der Augen auf. Produkte und Verpackung sind PVC- und latexfrei.


The high quality and precise measuring results distinguish the UROMED cystometry programme PURgreen made of pure polyurethane. The 2-way versions »female« and »male« show different positionings of the eyes which are adapted to the requirements. Products and packaging are free of PVC and latex.

Katheter zur transurethralen Druckmessung in der Harnblase/Urethra

- je 1 Auge pro Messkanal
- Augenanzahl 2+1 (2 Augen an Spitze)
- großlumiger Zulauf mit 1 Auge
- präzise Messergebnisse
- Luer-Lock-Anschlüsse mit Kappe
- röntgenologisch darstellbar
- graduert
- reines Polyurethan
- halbfestes, flexibles Material

Catheter for transurethral measurement of pressure in the urinary bladder/urethra

- 1 eye each per measuring channel
- 2+1 eyes (2 eyes at tip)
- wide lumen inflow with 1 eye
- precise measuring results
- Luer-Lock adapters with cap
- overall radiopaque
- graduated
- pure polyurethane
- semi-solid, flexible material



Länge / Length 40 cm

REF REF	Größen Sizes
2932.07	Ch. 7 / 2,3 mm
2932.09	Ch. 9 / 3,0 mm

Länge / Length 20 cm

REF REF	Größen Sizes
2933.07	Ch. 7 / 2,3 mm
2933.09	Ch. 9 / 3,0 mm

Verpackung: doppelt, steril
Originalkarton: 10 Stück
Packaging: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED CYSTOMETRIE-KATHETER **PURgreen**[®]

UROMED CYSTOMETRY CATHETER **PURgreen**[®]

REF 2934

male, zylindrische Spitze
dreilumig, Länge 40 cm


*male, cylindrical tip
3-way, length 40 cm*

**Katheter zur transurethralen
Druckmessung in der
Harnblase/Urethra**

- für Geräte mit Rollenpumpe
- je 1 Auge pro Messkanal
- Augenzahl 1+2 (1 Auge an Spitze)
- großlumiger Zulauf mit 1 Auge
- präzise Messergebnisse
- Luer-Lock-Anschlüsse mit Kappe
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert
- reines Polyurethan
- halbfestes, flexibles Material

**Catheter for transurethral
measurement of pressure in
the urinary bladder/urethra**

- for instruments with roller pump
- 1 eye each per measuring channel
- 1+2 eyes (1 eye at tip)
- wide lumen inflow with 1 eye
- precise measuring results
- Luer-Lock adapters with cap
- overall radiopaque
- graduated
- pure polyurethane
- semi-solid, flexible material



Auge 2. Messkanal Urethra
eye 2. measuring
channel urethra

Auge Wasserzulauf
eye water inflow

Auge Messkanal Harnblase
eye measuring channel urinary bladder

REF REF	Größe Size
2934.09	Ch. 9/3,0 mm

Verpackung: doppelt, steril
Originalkarton: 10 Stück
Packaging: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED CYSTOMETRIE-KATHETER

UROMED CYSTOMETRY CATHETER

REF 2910

zentral offene Spitze
zweilumig, Länge 43 cm

central open tip
2-way, length 43 cm

Katheter zur transurethralen
Druckmessung in der Harnblase

- Messkanal mit 2 Öffnungen
- Zulauf mit 2 Öffnungen
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert
- reines Silikon
- weich

*Catheter for transurethral
measurement of pressure in
the urinary bladder*

- *measuring channel with 2 openings*
- *inflow with 2 openings*
- *overall radiopaque*
- *graduated*
- *pure silicone*
- *soft*



REF	Größe	PZN
REF	Size	CPN
2910.12	Ch. 12/4 mm	03281471

Verpackung: doppelt, steril
Originalkarton: 10 Stück
Packaging: double, sterile
Original carton: 10 pieces



VERBINDUNGSLEITUNG CONNECTION TUBE

REF 2949



REF	Länge
<i>REF</i>	<i>Length</i>
2949.02	1400 mm

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück
Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces



PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
22113 Oststeinbek
DEUTSCHLAND

Zentrale	+49 (0) 40 71 30 07-0
Kliniken	+49 (0) 40 71 30 07-11
Praxen	+49 (0) 40 71 30 07-21
Apotheken/Handel	+49 (0) 40 71 30 07-31

Fax +49 (0) 40 71 30 07-99

E-Mail service@uromed.de

www.uromed.de

Die Angaben entsprechen unserem
Kenntnisstand bei Drucklegung.
Produktänderungen aufgrund
technischen Fortschritts vorbehalten.

*All indications correspond to our
knowledge at the date of press.
Due to technical progress all products
are subject to change.*

MA0227 · Rev. 1 · 12/2023

©UROMED Kurt Drews KG